

Purificateur d'eau désionisée WP-D10U

Réf. : WP-D10U



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WP-D10U
Eau d'alimentation	Eau du réseau : TDS <200 ppm ; pression >0,1 MPa ; 5–45 °C
Qualité d'eau pure (conductivité)	0,1 µS/cm (25 °C)
Oxydable (en O)	≤0,08 mg/L
Résidu d'évaporation (105 °C)	≤1,0 mg/L (résultat 0,7 mg/L)
Norme de contrôle	GB/T 6682-2008
Débit d'eau	10 L/h
Consommation	25 W
Système de purification	Prétraitement : 2× PP profond 1 µm + charbon actif ; membrane RO (USA) ; colonne de purification
Sécurité	Veille automatique en cas d'absence d'eau, basse pression ou réservoir plein (pression constante)
Accessoires standard	Unité + kit d'accessoires + réservoir sous pression 3,2 G
Dimensions (l×P×H) (mm)	340×460×480 (unité) ; 245×245×390 (réservoir)
Poids net / brut	23 / 25 kg (unité) ; 2 / 3 kg (réservoir)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La désionisation est réalisée lorsque de l'eau pure doit être distribuée immédiatement, sa très haute pureté pouvant se dégrader rapidement. Les purificateurs d'eau désionisée remplacent les molécules positives et négatives de l'eau par des ions hydrogène et hydroxyle ; l'élimination des matières organiques par filtration améliore la qualité de l'eau et

prévient les dépôts de tartre. Ils comptent parmi les solutions de traitement d'eau les plus répandues en laboratoire et dans le médical.

Caractéristiques :

Voyants d'alimentation, de fonctionnement de la pompe, de basse pression et de rinçage du système.

Membranes de filtration ioniques importées et pompe à eau silencieuse haute pression	fonctionnement fiable, applicable à une large gamme de qualités d'eau.
Fonction de rinçage	rinçage automatique de 30 secondes à chaque mise en marche.
Protection système	arrêt automatique en cas de pression trop basse ou d'absence d'eau, redémarrage automatique au retour de l'eau.
Monitoring de qualité en ligne	suivi en temps réel de la qualité de l'eau entrante, de l'eau RO et de l'eau pure (et températures).