

Purificateur d'eau désionisée, série WP-S (WP-S10D / WP-S20D / WP-S30D)

Réf. : WP-S10D • WP-S20D • WP-S30D



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WP-S10D	WP-S20D	WP-S30D
Qualité d'eau désionisée	Résistivité 10–16 MΩ·cm à 25 °C (> eau labo type I)	Résistivité 10–16 MΩ·cm à 25 °C (> eau labo type I)	Résistivité 10–16 MΩ·cm à 25 °C (> eau labo type I)
Débit d'eau	10 L/h (25 °C)	20 L/h (25 °C)	30 L/h (25 °C)
Pression de service	0,1–0,5 MPa	0,1–0,5 MPa	0,1–0,5 MPa
Conductivité	≤0,1 µS/cm	≤0,1 µS/cm	≤0,1 µS/cm
Ammoniac / Nitrate	≤0,3 / ≤0,06 µg/mL	≤0,3 / ≤0,06 µg/mL	≤0,3 / ≤0,06 µg/mL
TDS (eau RO)	<10 ppm	<10 ppm	<10 ppm
Sorties	Eau RO, eau désionisée	Eau RO, eau désionisée	Eau RO, eau désionisée
Puissance	48 W	48 W	48 W
Alimentation	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz
Dimensions (l×P×H) (mm)	360×200×400	360×200×400	360×200×400
Poids net / brut (kg)	15 / 25	15 / 25	15 / 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce système d'eau désionisée traite l'eau à un débit maximal de 30 L/h avec une grande efficacité. Largement utilisé en laboratoire, médical, fabrication électronique, pharmacie, etc., il élimine les ions et impuretés de l'eau. Il fournit une eau pure sans minéraux ni pollution, garantissant la qualité et la fiabilité des expériences et des procédés de production.