

Désinfecteur au peroxyde d'hydrogène atomisé, portable ST-300BA

Réf. : ST-300BA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-300BA
Technologie	Peroxyde d'hydrogène atomisé
Désinfectant	Peroxyde d'hydrogène (7,5 %)
Niveau de stérilisation	Log 6
Volume max.	100–300 m ³
Dosage	1–6 mL/m ³ , réglable
Réservoir	2 L (extensible à 5 L pour 350 m ³)
Afficheur	Écran tactile 4,3"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

En libérant des radicaux hydroxyles libres via le peroxyde d'hydrogène vaporisé, il désinfecte en profondeur.

Applications courantes

établissements de santé (zones à haut risque, laboratoires de biosécurité, soins intensifs), recherche et industrie (laboratoires de biosécurité et salles blanches biopharmaceutiques).