

Désinfecteur au peroxyde d'hydrogène atomisé, de paille ST-200HA

Réf. : ST-200HA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-200HA
Technologie	Peroxyde d'hydrogène atomisé
Désinfectant	Peroxyde d'hydrogène (3–8 %)
Niveau de stérilisation	Log 6
Volume max.	150–200 m ³
Débit	≥11 mL/min
Granulométrie	1 µm
Réservoir	1 L
Afficheur	Écran tactile 4,3"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Grâce à une technologie de vaporisation à température ambiante avancée, il assure une désinfection de haut niveau.

Caractéristiques :

1. Technologie au peroxyde d'hydrogène atomisé atteignant un niveau submicronique.
2. Le désinfectant se vaporise à température ambiante, sans chauffage.