

Analyseur numérique de qualité des farines (farinographe) FQA-150

Réf. : FQA-150



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FQA-150
Puissance du moteur	200 W
Connexion à l'ordinateur	USB
Mesure du couple	Capteur de couple électronique
Précision	$\leq 0,5$ % de la plage de mesure
Vitesse de la lame principale	63 r/min ± 2 r/min
Vitesse de la lame secondaire	94,5 r/min ± 3 r/min
Échelles des axes	Horizontal : 0–20 min ; vertical : 0–1000 FU
Vitesse de l'axe horizontal	10 mm/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur numérique de qualité des farines (farinographe) à capteur de couple électronique. Mesure des propriétés rhéologiques de la pâte, connexion USB à l'ordinateur.