

numérique High-shear Homogénéiseur

Réf. : HMG-DH500

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Volume
HMG-DH500	10000-28000rpm	50ml-7000ml(H ₂ O)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homogénéiseur pour la dispersion et la lyse d'échantillons (tissus, cellules) en milieu liquide. Rotor-stator haute vitesse.