

numérique LCD Agitateur magnétique

Réf. : HMS-B2100/2250/2500/21000 · HMS-F2100/2250/2500/21000

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Température	Capacité
HMS-B2100/2250/2500/21000	LCD	25–280 °C	100/250/500/1000 mL flat botto
HMS-F2100/2250/2500/21000	LCD	25–280 °C	100/250/500/1000 mL round bott

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agitateur magnétique chauffant pour le mélange de solutions, avec régulation de la vitesse et de la température.