

numérique Agitateur magnétique Chauffe-ballon

Réf. : HMS-F3100 • HMS-F3250 • HMS-F3500 • HMS-F31000 • HMS-F32000

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Température	Capacité
HMS-F3100	LCD	25–380 °C	100/250/500/1000/2000 mL round
HMS-F3250	LCD	25–380 °C	100/250/500/1000/2000 mL round
HMS-F3500	LCD	25–380 °C	100/250/500/1000/2000 mL round
HMS-F31000	LCD	25–380 °C	100/250/500/1000/2000 mL round
HMS-F32000	LCD	25–380 °C	100/250/500/1000/2000 mL round

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le chauffe-ballon à agitation magnétique numérique va au-delà d'une simple combinaison chauffage/agitation ; il est conçu pour un chauffage et une agitation prolongés, sûrs et uniformes. Adapté à la chimie, la pharmacie, la recherche, l'enseignement et les laboratoires d'essai.

Caractéristiques :

Boîtier métallique monobloc thermolaqué, robuste et anticorrosion.

Manchon intérieur en fibre de verre et isolation en laine de silicate d'aluminium, pour une chauffe rapide et une température uniforme.

Doubles circuits de sécurité indépendants et triple protection (surintensité, mise à la terre, surchauffe), coupure automatique en cas de court-circuit.

Compatible avec des ballons de 100 à 2000 mL, supports double face pour fixer ballons et sondes.

Écran LCD affichant vitesse/temps/température en temps réel. En fin de minuterie, seul le chauffage s'arrête, l'agitation

Alarme de chaleur résiduelle (« HOT » clignotant à ≥ 50 °C), verrou de sécurité, buzzer et voyants d'état (vert / vert clignotant / rouge).