

numérique Thermostatic Magnetic Stirring Bain thermostaté - Thermostatic Bain th

Réf. : OWB-S220V3 • OWB-S220V5

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
OWB-S220V3	amb.-220 °C	Φ220×105
OWB-S220V5	amb.-220 °C	Φ240×135

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté aux expériences et productions exigeant une régulation précise de température et une agitation synchrone

synthèse chimique, préparation de matériaux, traitement d'échantillons biologiques. La cuve intérieure en verre transparent permet l'observation en temps réel des changements, garantissant sécurité et précision des données.

Caractéristiques :

1. Double usage bain-marie et bain d'huile, agitation simultanée du bain et de l'échantillon dans le ballon pour une température uniforme.