

Dissolutest automatique DT-ST (échantillonnage intégré)

Réf. : DT-XII • DT-STIII • DT-STVI • DT-STVIII

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Amplitude of Swing of Stirring Paddle	Amplitude of Swing of Rotation Basket	Deviation of Rotating Rod and Axle of Dissolution Cup	Speed Adjustable Range	Rotating Speed Resolution	Water Bath
DT-XII	≤0.3mm	≤0.8mm	≤1mm	20-200 rpm	1 time/min	RT~45°C
DT-STIII				20-250 rpm		
DT-STVI						
DT-STVIII						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dissolutest automatique pour l'évaluation de la vitesse de dissolution des formes orales solides selon les pharmacopées. Série automatisée avec échantillonnage intégré.