


Dissolutest DT (série : méthodes panier et palette)

Réf. : DT-I • DT-III • DT-VI • DT-DVI • DT-DVIII • DT-VIII • DT-DSVIII



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Speed Range	Speed Accuracy	Temperature Range	Temperature Stability	Preset Timing Nine Points	Time Accuracy	Paddle Radial Run-out	Basket Radial Run-out	Compatible method	Shaft
DT-I	20~200rpm	±2rpm	Ambient temperature~+45.0°C	±0.3°C	5~900 min	±0.5min	±0.5mm	±1.0mm	Basket method, Paddle method (standard); Small cup method (optional);	1
DT-III	20~250rpm	±1rpm			1~999 min	±0.3%				3
DT-VI		±2rpm								6
DT-DVI										6
DT-DVIII										6
DT-VIII										6
DT-DSVIII										8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dissolutest pour l'évaluation de la vitesse de dissolution des formes orales solides (comprimés, gélules) selon les pharmacopées. Série multi-modèles couvrant les méthodes à panier et à palette.