

Dissolutest intelligent DT-I (DT-I14 / DT-I8)

Réf. : DT-I14 • DT-I8



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Number of Dissolution Vessel Positions	Speed Range	Temperature Range	Temperature Accuracy	Paddle Radial Run-out	Basket Radial Run-out	Deviation Between Stirring Shaft and Dissolution V
DT-I14	14-Vessel, 12-paddle	0-400 rpm $\pm$ 1 rpm / 400-1000 rpm $\pm$ 4% rpm	RT-50.0 °C	$\leq \pm 0.1$ °C	≤ 0.5 mm	≤ 0.8 mm	≤ 1.0 mm
DT-I8	8						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

ce dissolutest intelligent s'utilise en recherche et développement pharmaceutique, en évaluation de la bioéquivalence des génériques et en contrôle qualité des médicaments.

Caractéristiques :

- Machine tout-en-un à écran tactile LCD 14 pouces, extensible et positionnable librement.
- Système logiciel sur ordinateur, simple d'emploi, aussi intuitif que les icônes d'un smartphone.
- Structure de levée électrique facilitant le remplacement des palettes et des récipients de dissolution ; réglage automatique de la hauteur des palettes, sans opération manuelle.
- Arbre d'agitation et palettes séparés** pour les méthodes à palette et à panier, il suffit de remplacer l'ensemble palette/panier, supprimant l'erreur de réglage manuel de hauteur.
- Gestion des droits à quatre niveaux (super-administrateur, administrateur, technicien, visiteur), sans limite d'utilisateurs ni de stockage, avec gestion des comptes (expiration / invalidation / modification de mot de passe).