

Oxymètre de paillasse

Réf. : DO-B180 • DO-B181



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
DO-B180	—	0,01mg/L, 0,1%	±0,2mg/L, ±2,0%
DO-B181	—	0,01mg/L, 0,1%	±0,2mg/L, ±2,0%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oxymètre pour la mesure de l'oxygène dissous (mg/L et % saturation), sonde polarographique ou optique.