

Oxymètre de paille

Réf. : D0400F



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
D0400F	0,00 to 99,99 ppm	0,01 ppm	±0,10 ppm, 0,00–50,00 ppm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution 5,7 pouces.

Lecture multiple automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Maintien automatique du point de mesure.

Stockage de 500 jeux (conforme BPL/GLP).

Communication USB ou RS-232.

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Étanche IP54.

Étalonnage en eau saturée en air ou zéro oxygène.

Compensation barométrique automatique.

Correction manuelle du facteur de salinité.

Unité de pression sélectionnable (kPa, mbar, Torr, Atm).