

Distillateur d'eau à chauffage électrique à contrôle automatique, série WD-A-I

Réf. : WD-A5I • WD-A10I • WD-A20I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-A5I	WD-A10I	WD-A20I
Débit d'eau	≥5 L/h	≥10 L/h	≥20 L/h
Puissance (kW)	5	7,5	15
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 380/220 V, 50/60 Hz	AC 380/220 V, 50/60 Hz
Ø entrée / sortie eau distillée	Ø10 / Ø12 mm	Ø10 / Ø12 mm	Ø10 / Ø12 mm
Dimensions (l×P×H) (mm)	310×740	355×855	415×960
Poids net / brut (kg)	7,1/8,5	8,5/10	11,3/13,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distillateur d'eau à chauffage électrique à contrôle automatique, en inox, pour la production d'eau distillée en laboratoire médical et sanitaire. Le contrôle automatique du niveau d'eau assure un fonctionnement sûr (protection contre la marche à sec). Disponible en 5, 10 et 20 L/h.