

Distillateur d'eau à chauffage électrique à contrôle automatique, série WD-A-II

Réf. : WD-A5II • WD-A10II • WD-A20II



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-A5II	WD-A10II	WD-A20II
Débit d'eau	≥5 L/h	≥10 L/h	≥20 L/h
Puissance (kW)	4,5	7,5	15
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	370×360×800	440×400×920	530×380×820
Poids net / brut (kg)	5/9	8/12	11,5/16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distillateur d'eau à chauffage électrique à contrôle automatique (série II), en inox, pour la production d'eau distillée en laboratoire médical et sanitaire. Contrôle automatique du niveau d'eau pour un fonctionnement sûr. Disponible en 5, 10 et 20 L/h.