

Bidistillateur d'eau (WD-R5 / WD-R10 / WD-R20)

Réf. : WD-R5 • WD-R10 • WD-R20



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-R5	WD-R10	WD-R20
Débit d'eau	≥5 L/h	≥10 L/h	≥20 L/h
Puissance (kW)	10	16	32
Alimentation	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	470×700×860	480×790×970	580×880×1220
Poids net / brut (kg)	13/33	18/43	29,5/64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le bidistillateur d'eau est un appareil haute performance conçu pour produire de l'eau distillée ultra-pure en éliminant les impuretés par une double distillation. En inox, disponible en 5, 10 et 20 L/h.