

Distillateur d'eau à chauffage électrique, série WD-I (WD-5I / WD-10I / WD-20I)

Réf. : WD-5I • WD-10I • WD-20I

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-5I	WD-10I	WD-20I
Débit d'eau	≥5 L/h	≥10 L/h	≥20 L/h
Puissance (kW)	5	7,5	15
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 380/220 V, 50/60 Hz	AC 380/220 V, 50/60 Hz
Ø entrée / sortie eau distillée	Ø10 / Ø12 mm	Ø10 / Ø12 mm	Ø10 / Ø12 mm
Dimensions (Ø×H) (mm)	310×700	355×820	415×917
Poids net / brut (kg)	5/7	6,2/9	8,5/12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le distillateur d'eau à chauffage électrique sert à produire de l'eau distillée dans les laboratoires du secteur médical et sanitaire.

Caractéristiques :

Unité de production d'eau chauffée électriquement, efficace et pratique, éliminant les impuretés.

Tous les modèles sont en inox de qualité, résistant à la corrosion.

Tambour de retour d'eau à refroidissement par évaporation réduisant la consommation d'eau et améliorant l'efficacité.

Vanne de purge évacuant les condensats du tambour et limitant l'entartrage.

Élimine efficacement divers contaminants métaux lourds, bactéries, virus, solides dissous, etc.

Disponible en différentes tailles/capacités selon les besoins.