

Distillateur d'eau à chauffage électrique, série WD (WD-5 / WD-10 / WD-20)

Réf. : WD-5 • WD-10 • WD-20



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-5	WD-10	WD-20
Débit d'eau	≥5 L/h	≥10 L/h	≥20 L/h
Puissance (kW)	4,5	7,5	15
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz	AC 380 V, 50/60 Hz
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	370×280×800	450×320×920	530×380×820
Poids net / brut (kg)	5/9	8/12	11,5/16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distillateur d'eau à chauffage électrique pour la production d'eau distillée en laboratoire médical et sanitaire. Corps en inox de qualité, résistant à la corrosion. Élimine efficacement divers contaminants (métaux lourds, bactéries, virus, solides dissous). Disponible en plusieurs capacités (5, 10, 20 L/h) selon les besoins.