

Spectrophotomètre d'absorption atomique double faisceau SP-AA3618

Réf. : SP-AA3618

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-AA3618
Système optique	Double faisceau
Monochromateur	Type Czerny-Turner, focale 350 mm
Réseau	1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm
Bande spectrale	0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique)
Plage de longueurs d'onde	185–900 nm
Précision en longueur d'onde	0,15 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,05 nm
Écart de bande spectrale	±0,02 nm
Nombre de lampes	8
Type de lampe à élément	Lampe Cu (accessoire standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre d'absorption atomique largement utilisé pour l'analyse des éléments majeurs et traces. Équipé d'un système logiciel et matériel complet ; les méthodes de travail peuvent être mémorisées, évitant de reconfigurer les conditions de test.