

Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau SP-DUVL8 / SP-DUVL9

Réf. : SP-DUVL8 / SP-DUVL9



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUVL8	SP-DUVL9
Système optique	Double faisceau	Double faisceau
Affichage	Écran tactile intelligent couleur 8 pouces	Écran tactile intelligent couleur 8 pouces
Sources lumineuses	Lampe deutérium Hamamatsu, lampe tungstène Osram	Lampe deutérium Hamamatsu, lampe tungstène Osram
Réseau	1600 lignes/mm	1600 lignes/mm
Bande passante	1 nm	0,5/1/2/4/5 nm réglable
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage photométrique	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,1 nm	≤0,1 nm
Lumière parasite	≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)	≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,002 Abs (0–0,5 A)	±0,002 Abs (0–0,5 A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau à écran tactile intelligent couleur 8". Sources lampe deutérium Hamamatsu et lampe tungstène Osram, réseau 1600 lignes/mm et bande passante réglable selon le modèle.