

Separatory Funnel Agitateur - Laboratory Agitateur

Réf. : SK-V04 • SK-V06 • SK-V08 • SK-V10

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Capacité	Amplitude
SK-V04	—	—	—
SK-V06	—	—	—
SK-V08	—	—	—
SK-V10	—	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'agitateur pour ampoules à décanter est un dispositif à secousses double face, couramment utilisé au laboratoire pour mélanger des milieux difficiles (liquides visqueux, dispersions solides) et pour les extractions liquide-liquide. Important dans de nombreuses applications

extraction d'huile de l'eau, phénols volatils, graisses alimentaires, résidus de pesticides, polluants organiques de l'eau, substances nocives du sol, etc.

Caractéristiques :

1. Agitation automatique des ampoules à décanter, extraction liquide-liquide, mélange d'échantillons.
2. Grande amplitude, vitesse élevée, temps de travail réglable.
3. Fréquence réglable, traitement par lots, haute efficacité et taux de récupération, exposition réduite de l'opérateur aux agents chimiques.
4. Installation et utilisation faciles, adapté à tous types d'extraction-purification.

6. Faible bruit, fonctionnement stable de longue durée.
7. Porte-échantillon rotatif, installation/retrait faciles.
8. Divers porte-échantillons pour s'adapter aux expériences.