


# Hotte à flux laminaire vertical double face série LCB-V...D

Réf. : Série LCB-VxxxxD (double face)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle     | Dim. externes (mm) | Dim. internes (mm) |
|------------|--------------------|--------------------|
| LCB-V1100D | 1090×755×1850      | 950×650×620        |
| LCB-V1300D | 1360×755×1850      | 1220×650×620       |
| LCB-V1600D | 1665×755×1850      | 1525×650×620       |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hotte à flux laminaire vertical à accès double face pour le travail à deux postes. Ouverture maximale 450 mm (hauteur de sécurité 400 mm), contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, filtre HEPA. Hauteur du plan de travail 750 mm.