

Analyseur de biochimie sèche entièrement automatique BA-120P (POCT)

Réf. : BA-120P



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-120P
Volume d'échantillon	90–120 µL
Code-barres	Code-barres 2D
Temps de test	12 minutes / échantillon
Température	37±0,3 °C
Résolution	0,001 Abs
Absorbance	0–3,0 Abs
Types d'échantillon	Sang total anticoagulé, sérum, plasma
CQ et étalonnage	Entièrement automatiques, en temps réel
Environnement de fonctionnement	10–32 °C, humidité <85 %
Principe de mesure	Spectroscopie d'absorption, turbidimétrie en transmission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le BA-120P est un système d'analyse biochimique automatique de chimie sèche (POCT) intégrant plusieurs techniques. Contrôle qualité et étalonnage entièrement automatiques en temps réel.