

Réservoir d'azote liquide Liquid Nitrogen Dry Shipper Tank

Réf. : 10 modèles (voir tableau)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-015-30BD	1,5 L	35 mm	0,09
LNC-3-30BD	3 L	50 mm	0,15
LNC-4-70BD	4 L	70 mm	0,19
LNC-6-50BD	6 L	50 mm	0,21
LNC-6-80BD	6 L	80 mm	0,21
LNC-6-190BD	6 L	190 mm	0,8
LNC-10-80BD	10 L	80 mm	0,35
LNC-10-125BD	10 L	125 mm	0,4
LNC-15-216BD	15 L	216 mm	0,89
LNC-25-216BD	25 L	216 mm	0,89

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir d'azote liquide pour la cryoconservation d'échantillons biologiques (cellules, sperme, embryons).