

Armoire médicale de séchage et désinfection série DQC

Réf. : Série DQC (DQC360 → DQC720P)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Volume (L)	Portes	Plage de température	Puissance
DQC360	360	Simple porte	RT+5–125 °C	2,4 kW
DQC360P	360	Simple porte	RT+5–150 °C	3 kW
DQC720	720	Double porte	RT+5–125 °C	2,4 kW × 2
DQC720P	720	Double porte	RT+5–150 °C	3 kW × 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Armoire médicale de séchage et de désinfection, en versions simple ou double porte, pour le séchage et la désinfection thermique du matériel.