

Armoire de séchage-désinfection DQA390P

Réf. : DQA390P

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DQA390P
Volume de référence	390 L
Configuration	Simple porte
Dimensions internes (L×P×H)	520×460×1670 mm
Dimensions externes (L×P×H)	850×670×1900 mm
Puissance	3,6 kW
Plage de régulation de température	RT+5–150 °C
Alimentation	220 V / 50 Hz
Poids net / brut	95 / 100 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Armoire de séchage et de désinfection thermique simple porte d'un volume de référence de 390 L, plage de température RT+5–150 °C.