

Étuve de séchage (inox) série HDO-B

Réf. : Série HDO-B (HDO-45B → HDO-240B)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Puissance	Plage de température
HDO-45B	42 L	1000 W	RT+10–300 °C
HDO-70B	70 L	1500 W	RT+10–300 °C
HDO-140B	136 L	2000 W	RT+10–300 °C
HDO-210B	210 L	3000 W	RT+10–300 °C
HDO-240B	245 L	3000 W	RT+10–300 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage dont la coque est en tôle de qualité à surface traitée. Plage RT+10–300 °C, résolution 0,1 °C, fluctuation ± 1 °C, uniformité ± 1 °C. Alimentation 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz.