

Étuve de séchage à air pulsé série FDO-BE

Réf. : Série FDO-BE (FDO-45BE → FDO-210BE)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Puissance	Plage de température
FDO-45BE	45 L	1000 W	RT+10–300 °C
FDO-72BE	72 L	1500 W	RT+10–300 °C
FDO-125BE	125 L	2000 W	RT+10–300 °C
FDO-210BE	210 L	3000 W	RT+10–300 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage à convection forcée dont la coque est en acier laminé à froid de qualité à surface traitée. Plage RT+10–300 °C, résolution 0,1 °C, fluctuation ± 1 °C, uniformité ± 1 °C.