

Étuve de séchage / incubateur double usage série DOI

Réf. : Série DOI (DOI-30 → DOI-240)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Étuve	Incubateur	Fluctuation
DOI-30	30	80–200 °C	RT+5–80 °C	±0,5 °C
DOI-50	50	80–200 °C	RT+5–80 °C	±0,5 °C
DOI-70	70	80–200 °C	RT+5–80 °C	±0,5 °C
DOI-140	140	80–200 °C	RT+5–80 °C	±0,5 °C
DOI-240	240	80–200 °C	RT+5–80 °C	±0,5 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil double usage à convection forcée servant d'étuve de séchage (80–200 °C) ou d'incubateur (RT+5–80 °C).
Fluctuation ±0,5 °C, résolution 0,1 °C, sonde PT100.