

Étuve de séchage / incubateur double usage à convection forcée série DOI-E

Réf. : Série DOI-E (DOI-50E → DOI-250E)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Incubateur	Étuve	Dim. internes (mm)
DOI-50E	50	RT+5–80 °C	80–200 °C	357×356×419
DOI-80E	80	RT+5–80 °C	80–200 °C	420×416×499
DOI-150E	150	RT+5–80 °C	80–200 °C	498×500×600
DOI-250E	250	RT+5–80 °C	80–200 °C	598×582×713

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage / incubateur double usage

en incubateur, il sert à la culture (RT+5–80 °C) ; en étuve de séchage (80–200 °C). Convection forcée, fluctuation $\pm 0,5$ °C ; uniformité incubateur $\leq \pm 1$ °C, étuve $\leq \pm 2,5$ % de la température de travail maximale.