

Sorbonne à conduit série FMH-DA

Réf. : Série FMH-xxxxDA (avec conduit)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
FMH-1000DA	1040×800×2200	820×670×730
FMH-1200DA	1240×800×2200	1020×670×730
FMH-1500DA	1540×800×2200	1320×670×730
FMH-1800DA	1840×800×2200	1620×670×730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorbonne à conduit (raccordement à une extraction externe) pour l'évacuation des vapeurs. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD. Ouverture max 520 mm, plan de travail 850 mm. Versions (II) disponibles.