

Sorbonne sans conduit FMH-800DL

Réf. : FMH-800DL

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FMH-800DL
Dimensions externes (L×P×H)	800×620×1130 mm (sans support) ; 800×620×1800 mm (avec support)
Dimensions internes (L×P×H)	780×540×775 mm
Ouverture max	650 mm
Hauteur du plan de travail	690 mm
Système de contrôle	Écran tactile couleur 7" (vitesse d'air, VOC, T°, HR, durée de vie du filtre en temps réel)
Vitesse d'air	0,4–0,6 m/s (réglable)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorbonne sans conduit (hotte chimique portable) à filtration. Écran tactile couleur 7" affichant en temps réel la vitesse d'air, la concentration en COV (VOC), la température, l'humidité et la durée de vie du filtre. Vitesse d'air 0,4–0,6 m/s (réglable).