

Sorbonne sans conduit à écran tactile série FMH-DL(II)

Réf. : Série FMH-xxxxDL(II) (sans conduit)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes unité (mm)	Dim. internes (mm)
FMH-800DL(II)	800×620×1100	780×570×775
FMH-1000DL(II)	1000×620×1100	980×570×775
FMH-1200DL(II)	1200×620×1100	1180×570×775
FMH-1600DL(II)	1600×620×1100	1580×570×775

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série FMH-DL de sorbonnes sans conduit est spécialement conçue pour protéger la sécurité de l'opérateur. Écran tactile LCD 7" et système d'alarme, filtration par charbon actif ; meuble bas (base cabinet) inclus.