

Testeur de dureté de comprimés THT-50E

Réf. : THT-50E

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Hardness	10-500 N, resolution 0.01 N, accuracy 0.1 N.
Diameter	2-25 mm, resolution 0.01 mm, accuracy 0.1 mm.
Thickness	0.5-15 mm, resolution 0.01 mm, accuracy 0.1 mm.
Poids	1-20000 mg, resolution 1 mg, accuracy 20 mg.
Hardness	Options include N/Kg/Kpa.
Diameter	Options include mm/inch.
Measurement Mode	Manual single-piece or automatic continuous(up to 100 tablets).
Affichage	7-inch touch screen.
Printing Interface	Standard Centronics serial print interface,supports Chinese or English output.
Alimentation	110/220 V , 50/60 HZ
Packing size(WxDxH)(mm)	507×308×208
G.W.	15 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

le testeur de dureté THT-50E est un instrument d'analyse pharmaceutique conçu pour mesurer la dureté (force de rupture) des comprimés, paramètre essentiel du contrôle qualité en production pharmaceutique. Il aide à garantir la conformité des comprimés aux normes requises de résistance et d'intégrité.