


Testeur de dureté de comprimés THT-I

Réf. : THT-I

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Hardness Test Range	2-198N; 0.2KG-20KG
Résolution	0.1N; 0.01KG
Hardness Measurement Accuracy	Range: $\pm 0.5\%$
Tablet Measurement Diameter	2-20mm
Alimentation	AC220/110V; 50/60Hz
Alimentation	10W
Size(WxDxH)(mm)	280×180×110
Shipping Size(WxDxH)(mm)	450×320×250
G.W. (kg)	9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de dureté (force de rupture) de comprimés pour le contrôle qualité pharmaceutique. Modèle THT-I.