


Testeur de dureté de comprimés manuel THT-II

Réf. : THT-II

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Hardness Test Range	2-200N; 0.2KG-20KG (Customizable 500N/50KG)
Résolution	0.1N; 0.01KG
Hardness Measurement Accuracy	Range $\pm 0.5\%$
Tablet Measurement Diameter	2-40mm
Repeated Measurement Error	$\pm 1\%$
Alimentation	AC220/110V; 50/60Hz
Measuring Unit	Newton (N) Kilogram(KG)
Size(WxDxH)(mm)	400×240×140
Shipping Size(WxDxH)(mm)	550×390×280
N.W./G.W. (kg)	9/11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le testeur de dureté de comprimés THT-II est un instrument manuel avancé, précis et convivial pour la mesure de la dureté (force de rupture) des comprimés.