

Duromètre de grains GHM-1 / GHM-2

Réf. : GHM-1 • GHM-2



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Test Range	Affichage	Stress	Maximum Diameter	Précision	Résolution	Shipping Size(W×D×H)(mm)	N.W./G.W. (kg)
GHM-1	20kg /196N	Digital	Manual	10mm	±2%	0.01kg / 0.1N	270×420×220	4
GHM-2	20kg	Digital LED	Manual	18mm	±0.5%	0.1kg	420×280×220	7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Duromètre de grains GHM-1 / GHM-2, pour la mesure de la dureté des grains de céréales.