

Compteur de particules DPC-330

Réf. : DPC-330

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DPC-330
Plage de détection	Classes 100–300 000 (GMP A, B, C, D)
Canaux	8 canaux : 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0 μm
Débit	28,3 L/min
Période d'échantillonnage	1 s – 99 min 59 s
Temps d'auto-purification	≤ 10 min
Erreur de débit	≤ 2 %
Erreur de distribution granulométrique	≤ 15 %
Répétabilité	± 5 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le DPC-330 est un compteur de particules à haut débit destiné à mesurer la propreté de l'air (salles blanches). 8 canaux de 0,3 à 10 μm , débit 28,3 L/min, classes GMP A, B, C, D.