

Spectrophotomètre UV-Vis à écran tactile SP-UV4 / SP-UV4S

Réf. : SP-UV4 / SP-UV4S



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV4	SP-UV4S
Système optique	Simple faisceau, Czerny-Turner (réseau 1200 L/mm)	Simple faisceau, Czerny-Turner (réseau 1200 L/mm)
Réglage de la longueur d'onde	Automatique	Automatique
Affichage	Écran tactile couleur 7"	Écran tactile couleur 7"
Bande passante	2 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage photométrique	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C
Vitesse de balayage	—	Rapide / Moyen / Lent
Précision en longueur d'onde	±1 nm	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm	0,5 nm
Lumière parasite	≤0,1 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)	≤0,1 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A) ; ±0,008 Abs (0,5–1 A)	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A) ; ±0,008 Abs (0,5–1 A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis à écran tactile couleur 7" et technologie brevetée pour une utilisation simple et efficace. Imprimante thermique intégrée pour l'impression des résultats de mesure.