

Thermosoudeuse manuelle économique SM-MH1

Réf. : SM-MH1

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SM-MH1
Largeur de la soudure	10 mm
Largeur max de scellage	280 mm
Plage de température de scellage	60–220 °C
Coque	Acier au carbone thermolaqué
Composants	Alliage d'aluminium, inox 304
Méthode de scellage	Pression appliquée manuellement
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz ; 300 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Choix économique pour la fabrication de sachets de stérilisation. Pression de scellage appliquée manuellement, largeur de soudure 10 mm, largeur max 280 mm, plage de température 60–220 °C. Composants en alliage d'aluminium et inox 304.