

Spectrophotomètre UV-Vis économique SP-UV754N / SP-UV755B

Réf. : SP-UV754N / SP-UV755B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV754N	SP-UV755B
Système optique	Simple faisceau, Czerny-Turner (réseau 1200 L/mm)	Simple faisceau, Czerny-Turner (réseau 1200 L/mm)
Réglage de la longueur d'onde	Automatique	Automatique
Sources lumineuses	UV : lampe deutérium Milas (Japon) ; Visible : lampe tungstène Hrabec (Japon)	UV : lampe deutérium Milas (Japon) ; Visible : lampe tungstène Hrabec (Japon)
Bande passante	4 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	200–1000 nm	190–1100 nm
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm	0,2 nm
Lumière parasite	0,2 %T @ 220/360 nm	0,2 %T @ 220/360 nm
Affichage	LCD graphique 128×64 points	LCD graphique 128×64 points

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de spectrophotomètres UV-Vis économiques et performants. Système micro-informatique 51 permettant de mémoriser la courbe étalon et les données de test.