

Spectrophotomètre UV-Vis économique SP-UV752E

Réf. : SP-UV752E

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV752E
Système optique	Achromatique (réseau 1200 lignes/mm)
Plage de longueurs d'onde	195–1020 nm
Précision en longueur d'onde	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	1 nm
Bande passante	5 nm
Précision photométrique	0,5 %T
Répétabilité photométrique	0,2 %T
Plage photométrique	0–200 %T ; -3–3 A
Dérive	≤0,2 %T
Bruit	100 % ≤0,3 %T
Stabilité	±0,004 A/h @ 500 nm
Mode de travail	T, A, C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis économique aux applications variées. La grande chambre d'échantillons accepte des cuves de 5 à 100 mm.