

Spectrophotomètre visible économique SP-V721EI / SP-V722E / SP-V722N

Réf. : SP-V721EI / SP-V722E / SP-V722N

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V721EI	SP-V722E	SP-V722N
Système optique	Simple faisceau, réseau achromatique 1200 lignes/mm	Simple faisceau, réseau achromatique 1200 lignes/mm	Simple faisceau, réseau achromatique 1200 lignes/mm
Plage de longueurs d'onde	350–1020 nm	320–1020 nm	320–1020 nm
Bande spectrale	6 nm	5 nm	4 nm
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±2 nm	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤1 nm	≤0,5 nm	≤0,5 nm
Précision photométrique	±1 %T	±0,5 %T	±0,5 %T
Répétabilité photométrique	±0,3 %	±0,3 %	±0,3 %
Plage photométrique	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C
Mode photométrique	T, A, C	T, A, C	T, A, C
Lumière parasite	≤0,3 %T à 360 nm	≤0,3 %T à 360 nm	≤0,3 %T à 360 nm
Stabilité	±0,004 A/h @ 500 nm	±0,002 A/h @ 500 nm	±0,002 A/h @ 500 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible économique largement utilisé en médecine et santé, analyses cliniques et laboratoire.
Affichage LCD numérique et mise à zéro automatique.