

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse économique CFG-5LE

Réf. : CFG-5LE

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-5LE
Vitesse max	4000 r/min
RCF max	1790×g
Capacité du rotor	15 ml × 6 (non remplaçable)
Précision de vitesse	±30 r/min
Réglage du temps	1–60 min
Niveau sonore	<60 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz ; 220 V/50 Hz
Dimensions (L×P×H)	270×270×240 mm
Poids net / brut	5 / 7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse basse vitesse au boîtier ABS élégant, facile à nettoyer, pour une utilisation simple sur paillasse.