

Centrifugeuse basse vitesse économique CFG-4AE / CFG-4BE

Réf. : CFG-4AE / CFG-4BE

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-4AE	CFG-4BE
Vitesse max	4000 rpm (affichage LED)	4000 rpm (affichage à aiguille)
RCF max	2325×g	2325×g
Minuterie	0–30 min	0–30 min
Capacité du rotor	12×20 mL (standard)	12×20 mL (standard)
Tension	110/220 V, 50/60 Hz	110/220 V, 50/60 Hz
Dimensions (L×P×H)	280×310×265 mm	280×310×265 mm
Poids net / brut	9 / 10 kg	9 / 10 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces deux centrifugeuses basse vitesse servent à la séparation d'échantillons biologiques et sont d'un usage simple et économique.