

Thermocycleur PCR économique 96 puits PCR-TC96E

Réf. : PCR-TC96E

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC96E
Capacité	96×0,2 ml
Plage de température	4–99,9 °C (maintien constant possible à 4 °C)
Vitesse de chauffe max	4,5 °C/s
Vitesse de refroidissement max	4 °C/s
Uniformité	±0,25 °C
Précision de température	±0,20 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Contrôle de température	Bloc / Tube
Vitesse de rampe réglable	0,1–5 °C
Plage de gradient	30–99,9 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleur PCR économique 96 puits, plage 4–99,9 °C (maintien constant possible à 4 °C), contrôle bloc/tube et fonction de gradient.