

Enceinte de stabilité des médicaments MSTC (250L–500L)

Réf. : MSTC-250L • MSTC-300L • MSTC-400L • MSTC-500L



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacity (L)	Convection Method	Temperature Range	Temperature Uniformity	Temperature Fluctuation	Temperature Accuracy	Humidity Range	Humidity Fluctuation	Humidity control accuracy
MSTC-250L	250	Forced convection	0–65 °C	±2 °C	±0.5 °C	±0.1 °C	40%–95% RH	±3% RH	±0.1% RH
MSTC-300L	300								
MSTC-400L	400								
MSTC-500L	500								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enceinte d'essai de stabilité des médicaments à température et humidité régulées, pour les études de stabilité pharmaceutique selon les directives ICH. Série MSTC-250L à MSTC-500L.