

Testeur d'épaisseur de comprimés BTT / TTH

Réf. : BTT-I • BTT-II • TTH-III • TTH-IV

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Test Range	Test Accuracy	Type of Capsule	Size(W×D×H)(mm)	Shipping Size(W×D×H)(mm)	N.W./G.W. (kg)
BTT-I	0 ~ 5mm	±0.01mm	00,0,1,2,3,4 type capsule	200×80×50	280×160×160	1/2
BTT-II	0 ~ 30mm			200×80×50		
TTH-III	0 ~ 5mm			160×60×50		
TTH-IV	0 ~ 30mm			160×60×50		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur d'épaisseur de comprimés pour le contrôle qualité pharmaceutique. Série BTT-I / BTT-II / TTH-III / TTH-IV.