

Testeur d'épaisseur de paroi de flacons BWT-127

Réf. : BWT-127

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Test Range	0 - 12.7mm/0.5"
Résolution	0.001mm/0.00005"
Diameter of Specimen	5 - 300mm (Customization is available)
Height of Specimen	5 - 330mm (Customization is available)
Standard	Instrument, Measuring head, Micro-printer
Optional	Communication cable, Professional software
Alimentation	AC220V 50Hz
External Size (WxDxH)(mm)	400×360×700
Shipping Size (WxDxH)(mm)	600×500×800
Net Weight (kg)	24
Gross Weight (kg)	34

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur d'épaisseur de paroi de flacons BWT-127

mesure de l'épaisseur du fond et de la paroi des flacons. Interface tactile 7 pouces simple d'utilisation.